

# Manuale d'Uso e Manutenzione

## MATCH 3 Forbice multiuso



### DESCRIZIONE PRODOTTO

Forbice multiuso compatta, utilizzata per tagliare le cinture di sicurezza e gli abiti. Utilizzata anche per sfondare i vetri grazie alla sua pratica impugnatura. Realizzata in acciaio inossidabile con protezioni in plastica, dotata di impugnatura ambidestra. Presenta uno spazio per apporre la personalizzazione.

### DATI TECNICI

Materiale: acciaio inox, nylon

Dimensioni: lunghezza 245 mm  
larghezza massima 105 mm  
spessore 15 mm

Peso: 390 g

### AVVERTENZE GENERALI

- Prima di effettuare qualsiasi operazione sul dispositivo, gli operatori devono leggere attentamente le avvertenze contenute nel presente manuale e in caso di dubbi sulla loro corretta interpretazione, interpellare Spencer Italia S.r.l.
- Controllare regolarmente il dispositivo ed effettuare la prescritta pulizia.
- In caso di anomalie o danni che possano compromettere la funzionalità e la sicurezza del dispositivo è necessario toglierlo immediatamente dal servizio.
- Non alterare o modificare arbitrariamente il dispositivo; la modifica potrebbe provocarne il funzionamento imprevedibile e danni al paziente o ai soccorritori e si declina ogni responsabilità sul funzionamento corretto o su eventuali danni provocati dal dispositivo stesso.
- Assicurarsi di aver adottato ogni precauzione al fine di evitare pericoli derivanti dal contatto con sangue o secreti corporei.
- Maneggiare con attenzione.

## **AVVERTENZE SPECIFICHE**

- Indossare sempre un paio di guanti durante l'utilizzo del dispositivo.
- Verificare che le protezioni siano ben salde al resto del corpo della forbice.
- Verificare periodicamente il fissaggio dell'accoppiamento vite/dado posto al centro della forbice.

## **MODALITA' D'USO**

Dopo aver impugnato la forbice nelle apposite impugnature ergonomiche, procedere a tagliare ciò che desiderate.

Non tagliare materiali plastici rigidi, materiali ferrosi o leghe di alcun tipo e parti in gomma con spessori superiori ai 3 mm.

## **PULIZIA**

Per una semplice pulizia utilizzare acqua e sapone neutro, mentre per disinfettare il dispositivo utilizzare un apposito disinfettante adatto ad acciaio inox e materie plastiche.

In ogni caso, asciugare con cura le forbici in ogni singola parte.

## **RICHIESTA DI ASSISTENZA**

Per qualsiasi tipo di informazione relativa alla corretta interpretazione delle istruzioni, all'uso, alla manutenzione, all'installazione, al reso, contattare il Servizio Assistenza Clienti Spencer allo 0039 0521 541111 - Fax 0039 0521 541222 - e-mail: [info@spencer.it](mailto:info@spencer.it) oppure scrivere a Spencer Italia S.r.l. - Strada Cavi, 7 - 43044 Collecchio (Parma) - ITALY.

## **SMALTIMENTO**

Attenersi alle norme vigenti.