

### Rigid splints with flexible internal structure Férulas rígidas con alma flexible

### Attelles rigides avec armature modelable Steccobende rigide con anima flessibile

Manually immobilise the injured limb in either the analgesic position or maintaining the patient's position. Prepare a Blue Splint/Blue Splint Pro which is the correct size for the limb (it must cover both the articulation above and below the fractured bone). Bend and adapt the metal bar inside to follow the morphology of the injured limb.

Inmovilizar el miembro herido manualmente, en la posición antiálgica o en la posición de localización. Preparar la Blue Splint/Blue Splint Pro con la medida ajustada al miembro (debe incluir desde principio aa fin el hueso fracturado). Plegar la varilla metálica interna adaptandola a la morfología del miembro.



1

Immobiliser manuellement le membre fracturé, en position antalgique ou en position dans la quelle se trouve le membre. Utiliser la Blue Splint/Blue Splint Pro de la taille adéquate au membre (doit inclure les articulations aval et en amont de l'os fracturé). Plier la tige métallique qui se trouve à l'intérieur de l'attelle l'adaptant à la morphologie du membre.

Immobilizzare l'arto lesa manualmente, nella posizione antalgica o nella posizione di reperimento. Preparare la Blue Splint/Blue Splint Pro della misura idonea all'arto (deve comprendere le articolazioni a valle e a monte dell'osso fratturato). Piegar la barra metallica interna adattandola alla morfologia dell'arto.

With care apply the splint keeping the metal bar under the limb. Close the self-adherent strips straps or the buckles starting from the distal area and making sure that it is not too tight in the injury area.

Aplicar delicadamente la férula, manteniendo la varilla metálica interna abajo del miembro. Cerrar las fijaciones de bandas autoadherentes o las hebillas comenzando por la parte distal y asegurando que no se comprima el punto herido.



2

Appliquer délicatement l'attelle, en gardant la tige métallique intérieure en dessous du membre. Fermer les bandes en bande autoagrippante ou les boucles plastique en partant de la portion distale en vérifiant de ne pas comprimer le point fracturé.

Applicare delicatamente la steccobenda, manteniendo la barra metallica interna al di sotto dell'arto. Chiudere i fissaggi in strap o le fibbie partendo dalla porzione distale e verificando di non comprimere il punto di lesione.

Follow the same procedure for the upper and the lower limbs.

Proceder de la misma manera tanto para la inmovilización del miembro inferior como para el superior.



3

Procéder de la même façon pour l'immobilisation du membre inférieur, et du membre supérieur.

Procedere allo stesso modo sia per l'immobilizzazione dell'arto inferiore, sia dell'arto superiore.

More than one Blue Splint/Blue Splint Pro can be applied on the same limb so as to increase the immobilized area.

Aplicar distintas Blue Splint/Blue Splint Pro sobre el mismo miembro contemporaneamente para aumentar la inmovilización y extender el efecto.



4

Appliquer simultanément plusieurs Blue Splint/Blue Splint Pro sur le même membre pour augmenter l'immobilisation et multiplier l'effet.

Applicare più Blue Splint/Blue Splint Pro sullo stesso arto contemporaneamente per aumentare l'immobilizzazione ed estenderne l'effetto.

The Blue Splints/Blue Splints Pro are extremely light and can be overlapped with each other to create an infinity of configurations and solutions. They can be used for any size of adult or child.

Las Blue Splint/Blue Splint Pro son muy ligeras y se pueden sobreponer las unas a las otras creando una infinidad de configuraciones y soluciones. Pueden usarse en adultos y niños de todas las tallas.



5

Les Blue Splint/Blue Splint Pro sont extrêmement légères et peuvent se positionner l'une sur l'autre en créant une infinité de configurations et solutions. Elle peuvent être utilisées chez l'adulte et chez l'enfant.

Le Blue Splint/Blue Splint Pro sono estremamente leggere e possono sovrapporsi l'una all'altra creando un'infinità di configurazioni e soluzioni. Possono essere utilizzate per adulti e bambini di tutte le dimensioni.

The arm and forearm splints can also be used as an armrest during intravenous infusions.

La férula para codo/tobillo/rodilla puede ser utilizada incluso como inmovilizador de brazo durante las infusiones venosas.



6

L'attelle pour le bras ou l'avant-bras peut être aussi utilisée comme accoudoir pour perfusions.

La steccobenda per gomito/caviglia/ginocchio può essere utilizzata anche come fermabraccio durante le infusioni venose.

Cleaning can be carried out using alcohol or other neutral disinfectants. Before machine washing, it is necessary to remove the metal core. The straps of the Blue Splint Pro model must be closed before machine washing.

Las férulas se pueden limpiar con alcohol o desinfectantes neutros. Quitando el alma interno, se pueden lavar en lavadora. Para las Blue Splint Pro, enganchar las dos partes de las hebillas macho y hembra para proceder al lavado en lavadora.



7

Le nettoyage peut se faire à froid avec de l'alcool ou d'autres désinfectant neutres. En retirant l'âme métallique les attelles peuvent se laver à la machine à laver. Pour les Blue Splint Pro, vérifier que les boucles plastiques soient fermées.

La pulizia può essere fatta a freddo con alcool o disinfettanti neutri. Prima di effettuare il lavaggio in lavatrice, è necessario rimuovere la barra metallica interna. Assicurarsi inoltre di avere chiuso le due parti delle fibbie maschio e femmina nel modello Blue Splint Pro.

### Rigid splints with flexible internal structure Férulas rígidas con alma flexible

### Pièces principales Componenti principali



