

Front size: H 125 mm L 85mm

SPENCER®**Isothermal emergency blanket (2200x1600 mm)**

Essential item in emergency and rescue of trauma and burns patients. Gold and silver sides. Use: lie the patient on his side with the head (which must never be covered) back; open up the sheet and wrap it tightly around the patient. For protection from cold: the silver side should be placed in direct contact with the patient to avoid hypothermia. For protection from heat: the gold side should be placed in direct contact with the patient: the sun will be reflected and the patient will remain cool. Made of polyester film with vapour-deposited aluminium.



Ref. ST00630A



2200x1600 mm



Spencer Italia s.r.l.



Str. Cavi 7 - 43044 Collecchio PR - Italy

www.spencer.it

Spencer is an ISO 9001 - ISO 13485 quality assured company

Label: L 85,6mm x H 19,6 mm



BACK

Couverture de survie (2200x1600 mm)

Dispositif de secours indispensable pour les patients traumatisés et brûlés. Constitué d'une face dorée et une face argentée. Mode d'emploi: positionner le patient sur un côté, avec la tête en arrière qui ne devra jamais être couverte; déployer le dispositif en enveloppant fermement le patient. Protection contre le froid: face argentée vers le corps; conserve la chaleur du corps et évite l'hypothermie. Protection contre la chaleur: face dorée vers le corps; les rayons du soleil sont réfléchés en permettant au corps de rester au frais. Réalisé en feuille de polyester métallisé

Paño isotermico de rescate (2200x1600 mm)

Instrumento indispensable para los primeros auxilios de pacientes con traumatismos y quemaduras. Dorado-plataado. Modo de uso: distender el paciente sobre un costado, con la cabeza hacia atrás que no se deberá cubrir por ningún motivo; abrir la confección y envolver firmemente al paciente con el paño. Protección contra el frío: colocar la parte plateada a contacto con el cuerpo, refleja el calor del mismo y evita la hipotermia. Protección contra el calor: colocar la parte dorada a contacto con el cuerpo, los rayos del sol vienen reflejados permitiendo que el cuerpo se mantenga fresco. Hecho con una hoja de poliéster aluminizado.

Isothermisches Hilfstuch (2200x1600 mm)

Unentbehrliche Einrichtungen für die erste Hilfe von schockierten Leuten und Verletzten mit Verbrennungen. Gold-Silber. Gebrauchsanweisung: der Patient seitlich legen, mit dem Kopf nach hinten, der nie bedeckt sein muss; die Vorrichtung aufmachen und der Patient fest in sie hüllen. Schutz gegen die Kälte: die Silberseite nach den Körper stellen; das erhöht die Körpertemperatur und vermeidet die Hypothermie. Schutz gegen die Hitze: die Goldseite nach den Körper stellen; die Sonnenstrahlen werden reflektiert und das erlaubt dem Körper sich frisch zu halten. Das Produkt besteht aus Aluminiumpolyester.

Telo isotermico di soccorso (2200x1600 mm)

Indispensabile presidio per il primo e pronto soccorso di traumatizzati ed ustionati. Oro-Argento. Modo d'uso: distendere il paziente su un lato, con testa all'indietro che non dovrà mai essere coperta; aprire il dispositivo ed avvolgere fermemente il paziente in esso. Protezione dal freddo: porre la parte argentata verso il corpo; riflette il calore del corpo ed evita l'ipotermia. Protezione dal caldo: porre la parte dorata verso il corpo; i raggi del sole vengono riflessi permettendo al corpo di rimanere fresco. Realizzato in foglio di poliestere alluminizzato.

Rev.01 (26/10/2008)

