

B-Life

Pallone rianimatore riutilizzabile



Pallone rianimatore riutilizzabile, autoespansibile adulto per la ventilazione meccanica di pazienti in stato traumatizzato e con difficoltà respiratorie.

Caratteristiche specifiche

Il materiale di costruzione e la finitura superficiale garantiscono ottima aderenza per le mani dell'operatore
 Destinazione d'uso ADULT e REUSABLE marcata sul dispositivo per limitare i rischi di applicazioni non corrette
 Standard di connessione ISO 15/22 mm
 Possibilità di collegamento a fonti di erogazione di ossigeno.
 Bassi ingombri di stoccaggio
 Latex Free

Dati tecnici

Materiali	Silicone, PVC medicale, PC
Volume pallone	1600 ml
Volume erogabile per singola compressione	770 ml con 1 mano 900 ml con 2 mani
60 cmH ₂ O	
Ritmo massimo di riespansione	45 bpm

Accessori opzionali

OX20131A	OXX30 tubo antischiacciamento 10pz
BG02001A	Laxan borsa trasparente per resuscitatori manuali
BG03091A	Sacca Reservoir
EV50011C	EVX 11 Valvola sovrappressione e non-rebreathing
RM20405A	B-LIFE maschera facciale Mis. 5

DM di classe IIa in accordo alla Dir. 93/42/CEE

CORPO B-LIFE ADULTO C/
 VALV.RESERV.INTEGRATA

BG01003A



Identificativo registrazione 216104

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it