

B-Life

Pallone rianimatore riutilizzabile



Pallone rianimatore riutilizzabile, autoespansibile pediatrico per la ventilazione meccanica di pazienti in stato traumatizzato e con difficoltà respiratorie.

Caratteristiche specifiche

Il materiale di costruzione e la finitura superficiale garantiscono ottima aderenza per le mani dell'operatore
 Destinazione d'uso CHILD e REUSABLE marcata sul dispositivo per limitare i rischi di applicazioni non corrette
 Standard di connessione ISO 15/22 mm
 Possibilità di collegamento a fonti di erogazione di ossigeno.
 Bassi ingombri di stoccaggio

Dati tecnici

Materiali	Silicone, PVC medicale,
Volume pallone	500 ml
Volume erogabile per singola compressione	300 ml con 1 mano 350 ml con 2 mani
Ritmo massimo di riespansione	100 bpm

Accessori opzionali

OX20131A	OXX30 tubo antischiumamento 10pz
BG02001A	Laxan borsa trasparente per resuscitatori manuali
BG03091A	Sacca Reservoir
EV50007C	EVX 07 - Valvola sovr. n/rebr. autoclav. ped/neon
RM20510B	ECO B-LIFE – MASCH. FACCIALE IN GOMMA MIS.3

DM marcato CE in accordo alla Dir. 93/42/CEE

B-LIFE - CORPO PALLONE
 PEDIATRICO CON R-VALVE
BG01004B



Classificazione CND	R03020199
Identificativo registrazione	216123

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it