

## CO B-Life

### Pallone rianimatore in PVC



Pallone rianimatore autoespansibile adulto monouso per la ventilazione meccanica di pazienti in stato traumatizzato e con difficoltà respiratorie.

#### Caratteristiche specifiche

Standard di connessione ISO 15/22 mm  
 Possibilità di collegamento a fonti di erogazione di ossigeno.  
 Bassi ingombri di stoccaggio

#### Dati tecnici

Materiali	PVC, PC
Volume pallone	1600 ml
Ritmo massimo di riespansione	45 bpm

#### Optionals

BG03091A	Sacca Reservoir
OX20131A	OXX30 anti crush oxygen tubes 10pcs
BG02001A	Laxan transparent bag for manual resuscitator
RM10892A	Cuffed mask Size 3
RM10893A	Cuffed mask Size 4

DM ass. in accordo alla Dir. 93/42/CEE

CO B-LIFE - CORPO PALLONE  
 ADULTO CON R-VALVE  
**BG01009B**



Rev.0 (24/04/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)