

CO B-Life

Pallone rianimatore in PVC



Pallone rianimatore autoespansibile monouso per la ventilazione meccanica di pazienti pediatrici in stato traumatizzato e con difficoltà respiratorie.

Caratteristiche specifiche

Il materiale di costruzione e la finitura superficiale migliorano la presa dell'operatore

Destinazione d'uso PEDIATRIC marcata sul dispositivo limita i rischi legati ad applicazioni non corrette

Standard di connessione ISO 15/22 mm

Bassi ingombri di stoccaggio

Dati tecnici

| | |
|-------------------------------|---------|
| Materiali | PVC, PC |
| Volume pallone | 500 ml |
| Ritmo massimo di riespansione | 100 bpm |

Accessori di serie

| | |
|----------|-----------------|
| BG03091A | Sacca Reservoir |
|----------|-----------------|

Accessori opzionali

| | |
|----------|--|
| OX20131A | OXX30 tubo ossigeno anti schiacciamento 10pz |
| BG02001A | Laxan borsa trasp. per resuscitatori manuali |
| EV50008C | EVX08 Overpressure/non-rebreathing valve |

DM di Classe IIa in accordo alla Dir. 93/42/CEE

CO B-LIFE - CORPO PALLONE
PEDIATRICO CON R-VALVE

BG01010B

Classificazione CND

Identificativo registrazione



R03020199

216140

Rev.0 (22/02/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it