

PRO B-Life

Pallone rianimatore in PVC



Pallone rianimatore autoespansibile adulto monouso per la ventilazione meccanica di pazienti in stato traumatizzato e con difficoltà respiratorie.

Caratteristiche specifiche

Il material di costruzione e la finitura superficiale migliorano la presa per l'operatore
 Standard di connessione ISO 15/22 mm
 Possibilità di collegamento a fonti di erogazione di ossigeno.
 Bassi ingombri di stoccaggio

Dati tecnici

Materiali	PVC, PC
Volume pallone	1600 ml
Ritmo massimo di riespansione	45 bpm

Optionals

OX20131A	OXX30 tubo antischiacciamento 10pz
BG02001A	Laxan borsa trasparente per resuscitatori manuali
BG03091A	Sacca Reservoir
RM10894A	Cuffed mask misura 5

Dispositivo marcato CE in accord alla Dir. 93/42/CEE

PRO B-LIFE - PALLONE PVC
 ADULTO CON R-VALVE
BG02006A



Identificativo registrazione 28803

Rev.1 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it