

## PRO B-Life

### Pallone rianimatore in PVC



Pallone rianimatore autoespansibile adulto monouso per la ventilazione meccanica di pazienti in stato traumatizzato e con difficoltà respiratorie.

#### Caratteristiche specifiche

Standard di connessione ISO 15/22 mm  
 Possibilità di collegamento a fonti di erogazione di ossigeno.  
 Bassi ingombri di stoccaggio

#### Dati tecnici

Materiali	PVC medicale, PC
Volume pallone	1600 ml
Taratura Valvola sovrappressione	60 cmH <sub>2</sub> O
Massima concentrazione di ossigeno ottenibile <sup>(con reservoir)</sup>	95%
Ritmo massimo di riespansione	45 bpm

#### Accessori opzionali

BG03091A	Sacca Reservoir
RM10894A	Cuffed mask Mis. 5
OX20131A	OXX30 tubo antischacciamento 10pz
BG02001A	Laxan borsa trasparente per resuscitatori manuali

DM ass. in accordo alla Dir. 93/42/CEE

PRO B-LIFE PVC ADULTO  
 PALLONE

**BG02012A**

Identificativo registrazione 23423

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)