

PRO B-LIFE

Pallone rianimatore adulto



I palloni Pro B-life sono realizzati PVC e possono essere quindi riposti in uno stato compresso e ritornare alla loro forma originale al momento dell'uso. La forma del pallone autoespansibile garantisce inoltre grandi performance di flessibilità.

Diametri del raccordo ISO 15/22 mm.

Il kit include:

- R-valve
- valvola di sovrappressione
- Reservoir
- Tubo ossigeno antischacciamento
- Maschera B-LIFE mis. 5

DATI TECNICI

Volume pallone	1600 ml
Volume reservoir	2500 ml
Vol. max per ciclo	900 ml
Ritmo max riespansione	45 bpm
Inserimento valvola sovrappressione	60±5 mbar
Spazio morto valvola	7 ml
Pallone	PVC
Reservoir	PVC
Maschera	Silicone e policarbonato
Valvola non-rebreathing	Policarbonato
Valvola paziente	Policarbonato
Tubo antischacciamento	2m in PVC

BG02014A

PRO B-LIFE PALL.PVC.ADULTO
C/SOVR.MASCH.TUBO ANT

CE 0123

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it/en/pdf>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it

Rev.1 (23/10/2014)

Per verificare la correttezza delle informazioni qui riportate e aggiornate, contattare l'ufficio commerciale di Spencer Italia: info@spencer.it