

PRO B-Life

PVC réanimateur



Auto jetable gonflage réanimateur manuel pour la ventilation mécanique des patients traumatisés ou des difficultés respiratoires.

Caractéristiques spécifiques

Le matériau de construction et la poignée d'augmentation de la finition de surface aux mains de l'opérateur
 Connexion standard ISO 15/22 mm
 Possibilité de connecter le sac à des sources d'alimentation en oxygène
 Fourni avec un tube pour l'enrichissement en oxygène
 espace de stockage à faible requis

Optional

BG02001A	Sac Laxan transparent pour insufflateur manuel
----------	--

Données techniques

Matériaux	PVC, PC
Volume du sac	1600 ml
Le volume d'éjection	900 ml
Soupape de surpression	60 cmH2O
Max. re rythme d'expansion	45 bpm
volume de réservoir	2500 ml
Masque	sz à usage unique. 5

DM avec marquage CE selon la Dir. 93/42/CEE

PRO B-LIFE - PVC ADULTE RES. W /
 OVERP.MASK ET TUBE
 BG02014A



Rev.1 (18/07/2017)

COPIE NON CONTRÔLÉE- révisions supplémentaires seront disponibles sur <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia Srl.Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it