

PRO B-Life PVC réanimateur



Réanimateur jetable auto-gonflant manuel pour la ventilation mécanique des patients traumatisés ou avec des difficultés respiratoires.

Caractéristiques spécifiques

Le matériau de construction et la finition de surface augmentent la poignée aux mains de l'opérateur
 Connexion standard ISO 15/22 mm
 Possibilité de connecter le sac à des sources d'alimentation en oxygène
 Fourni avec un tube pour l'enrichissement de l'oxygène
 espace de stockage à faible
 Sans latex

Optional

BG02001A	Sac Laxan transparent pour insufflateur manuel
----------	--

Données techniques

Matériaux	PVC, PC
Volume du sac	500 ml
Le volume d'éjection	250 ml
soupape de surpression	45 cmH2O
Max. re rythme d'expansion	100 bpm
volume de réservoir	2500 ml
Masque	sz à usage unique. 3

DM avec marquage CE selon la Dir. 93/42/CEE

PRO B-LIFE PVC PAED. RESUS SAC
 OV.VALVE MASQUE SZ.3,
 BG02015A



Rev.0 (21/02/2018)

COPIE NON CONTRÔLÉE - des révisions ultérieures seront disponibles au lien <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia Srl.Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it