

## PRO B-Life

### Pallone rianimatore in PVC



Pallone rianimatore monouso, autoespansibile neonatale per la ventilazione meccanica di pazienti in stato traumatizzato e con difficoltà respiratorie.

#### Caratteristiche specifiche

Il materiale di costruzione e la finitura superficiale garantiscono ottima aderenza per le mani dell'operatore  
 Standard di connessione ISO 15/22 mm  
 Possibilità di collegamento a fonti di erogazione di ossigeno  
 Bassi ingombri di stoccaggio

#### Dati tecnici

Materiali	PVC, PC
Volume pallone	280 ml
Valvola sovrapp.	40 cmH <sub>2</sub> O
Ritmo massimo di riespansione	95 bpm

#### Optionals

OX20131A	OXX30 tubo antischiacciamento 10pz
BG02001A	Laxan borsa trasparente per resuscitatori manuali
BG03091A	Reservoir

DM marcato CE in accordo alla Dir. 93/42/CEE

PRO B-LIFE - PALLONE PVC  
 NEON.C/VALV.SOVR. R-VALVE  
**BG02019A**



Identificativo registrazione 58623

Rev.0 (09/05/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)