

Pro B-Life

Pallone rianimatore riutilizzabile



Pallone rianimatore monouso, autoespansibile pediatrico per la ventilazione meccanica di pazienti in stato traumatizzato e con difficoltà respiratorie.

Caratteristiche specifiche

Il materiale di costruzione e la finitura superficiale garantiscono ottima aderenza per le mani dell'operatore
 Destinazione d'uso PEDIATRIC e REUSABLE marcata sul dispositivo per limitare i rischi di applicazioni non corrette
 Standard di connessione ISO 15/22 mm
 Possibilità di collegamento a fonti di erogazione di ossigeno.
 Bassi ingombri di stoccaggio

Accessori di serie

| | |
|----------|--|
| EV50010C | VALVOLA S/SOVR. N/REBR. MONOUSO X PALLONE |
| RM20510B | ECO B-LIFE – MASCH. FACIALE IN GOMMA MIS.3 |

Accessori opzionali

| | |
|----------|---|
| BG02001A | Laxan borsa trasparente per resuscitatori manuali |
|----------|---|

Dati tecnici

| | |
|--|--|
| Materiali | PVC medicale, Gomma, PC |
| Volume pallone | 500 ml |
| Volume reservoir | 2500 ml |
| Volume erogabile per singola compressione | 300 ml con 1 mano 350 ml con 2 mani |
| Taratura Valvola sovrappressione | 40 cmH ₂ O |
| Massima concentrazione di ossigeno ottenibile ^(con reservoir) | 98% |
| Ritmo massimo di riespansione | 100 bpm |

DM marcato CE in accordo alla Dir. 93/42/CEE

PRO B-LIFE - PALLONE PVC
 PEDIATRICO C/MASCH.GOMMA

BG02020A

Identificativo registrazione



58624

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it