

## PRO B-Life

### Insufflateur manuel en PVC



Insufflateur manuel auto-expansible pour la ventilation mécanique de patients ayant des difficultés respiratoires.

#### Equipment de base

Grip optimisé grâce à la finition en surface
Marquage pour ADULTE afin d'éviter tout type d'utilisation non correcte
Connexion standard ISO 15/22 mm
Possibilité de connecter une source d'oxygène
De faible encombrement
Sans Latex

#### Technical data

Matière	PVC médical, PC
Volume ballon	1600 ml
Volume réservoir	2500 ml
Valve de surpression	60 cmH <sub>2</sub> O
Concentration d'oxygène max (avec réservoir)	95%
Taux maximal de ré-expansion	45 bpm

#### Equipment de base

BG03091A	Poche réservoir
EV50009C	EVX 09 valve de surpression/anti-retour
RM10894A	Masque usage unique T.4

#### DM avec marquage CE selon la Dir. 93/42/CEE

PRO B-LIFE – INSUFFLATEUR PVC  
ADULTE  
BG02044A



Identifiant d'enregistrement 16983

#### Options

OX20131A	OXX30 tube oxygène (lot de 10)
BG02001A	Laxan sac de rangement transparent
BG02000A	B-Holder support mural

Rev.1 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)