

PRO B-Life

Pallone rianimatore in PVC



Pallone rianimatore autoespansibile adulto monouso per la ventilazione meccanica di pazienti in stato traumatizzato e con difficoltà respiratorie.

Caratteristiche specifiche

Standard di connessione ISO 15/22 mm
 Possibilità di collegamento a fonti di erogazione di ossigeno.
 Bassi ingombri di stoccaggio
 Latex Free

Accessori di serie

BG03091A	Sacca Reservoir
EV50009C	EVX 09 Valvola sovrappressione e non-rebreathing
RM10894A	Cuffed mask Mis. 5

Accessori opzionali

OX20131A	OXX30 tubo antischiacciamento 10pz
BG02001A	Laxan borsa trasparente per resuscitatori manuali

Dati tecnici

Materiali	PVC medicale, PC
Volume pallone	1600 ml
Volume reservoir	2500 ml
Taratura Valvola sovrappressione	60 cmH ₂ O
Massima concentrazione di ossigeno ottenibile	95%
Ritmo massimo di riespansione	45 bpm

DM di classe IIa secondo la Dir. 93/42/CEE

PRO B-LIFE -
 PALL.PVC.AD.C/SOVR.
 RESERV.CUFF.MASK



BG02044A

Identificativo registrazione 16983

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it