

PRO B-Life

Insufflateur manuel en PVC



Insufflateur manuel auto-expansible pour la ventilation mécanique de patients ayant des difficultés respiratoires.

Caractéristiques

Connexion standard ISO 15/22 mm
Possibilité de connecter une source d'oxygène
De faible encombrement
Sans Latex

Equipment de base

BG03091A	Poche réservoir
EV50008C	EVX 08 valve de surpression/anti-retour
RM10892A	Masque usage unique T.3

Options

OX20131A	OXX30 tubulure oxygène (lot de 10pc)
BG02001A	Laxan sac de rangement transparent
BG02000A	B-Holder support mural

Données techniques

Matière	PVC, PC
Volume ballon	500 ml
Volume réservoir	2500 ml
Valve de surpression	40 cmH ₂ O
Concentration d'oxygène max (avec réservoir)	98%
Taux maximal de ré-expansion	100 bpm

DM avec marquage CE selon la Dir. 93/42/CEE

PRO B-LIFE - PVC PAED. RES.
W/OVERP.RESE.CUFF.MASK

BG02045A

Identifiant
d'enregistrement



37003

Rev.1 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it