

## PRO B-Life

### Pallone rianimatore in PVC



Pallone rianimatore autoespansibile pediatrico monouso per la ventilazione meccanica di pazienti in stato traumatizzato e con difficoltà respiratorie.

#### Caratteristiche specifiche

Standard di connessione ISO 15/22 mm  
 Possibilità di collegamento a fonti di erogazione di ossigeno.  
 Bassi ingombri di stoccaggio  
 Latex Free

#### Accessori di serie

BG03091A	Sacca Reservoir
EV50008C	EVX 08 Valvola sovrappressione non-rebreathing
RM10892A	Cuffed Mask Mis.3

#### Accessori opzionali

OX20131A	OXX30 tubo antischiacciamento 10pz
----------	------------------------------------

#### Dati tecnici

Materiali	PVC medicale, PC
Volume pallone	500 ml
Volume reservoir	2500 ml
Taratura Valvola sovrappressione	40 cmH <sub>2</sub> O
Massima concentrazione di ossigeno ottenibile con reservoir	98%
Ritmo massimo di riespansione	100 bpm

DM di classe IIa secondo la Dir. 93/42/CEE

PRO B-LIFE -  
 PALL.PVC.PED.C/SOVR.RESE  
 RV.CUFF.MASK



**BG02045A**

Identificativo registrazione 37003

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)