

## PRO B-Life

### Pallone rianimatore in PVC



Pallone rianimatore autoespansibile neonatale monouso per la ventilazione meccanica di pazienti in stato traumatizzato e con difficoltà respiratorie.

#### Caratteristiche specifiche

Standard di connessione ISO 15/22 mm  
 Possibilità di collegamento a fonti di erogazione di ossigeno.  
 Bassi ingombri di stoccaggio  
 Latex Free

#### Accessori di serie

BG03091A	Sacca Reservoir
EV50008C	EVX 08 Valvola sovrappressione e non-rebreathing
RM10890A	Cuffed mask Mis. 1

#### Accessori opzionali

OX20131A	OXX30 tubo antischiacciamento 10pz
BG02001A	Laxan borsa trasparente per resuscitatori manuali

#### Dati tecnici

Materiali	PVC medicale, PC
Volume pallone	280 ml
Volume reservoir	600 ml
Taratura Valvola sovrappressione	40 cmH <sub>2</sub> O
Massima concentrazione di ossigeno ottenibile	87%
Ritmo massimo di riespansione	95 bpm

DM di classe IIa secondo la Dir. 93/42/CEE

PRO B-LIFE -  
 PALL.PVC.NEON.C/SOV.RES.  
 MASCH.R-VALVE



**BG02080A**

**Identificativo registrazione** 36983

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)