

B-Life

Pallone rianimatore riutilizzabile



Pallone rianimatore riutilizzabile, autoespansibile adulto per la ventilazione meccanica di pazienti in stato traumatizzato e con difficoltà respiratorie.

Caratteristiche specifiche

Il materiale di costruzione e la finitura superficiale garantiscono ottima aderenza per le mani dell'operatore
 Destinazione d'uso ADULT e REUSABLE marcata sul dispositivo per limitare i rischi di applicazioni non corrette
 Standard di connessione ISO 15/22 mm
 Possibilità di collegamento a fonti di erogazione di ossigeno.
 Bassi ingombri di stoccaggio
 Latex Free
 Autoclavabile

Dotazione di serie

EV50011C EVX 11 Valvola sovrappressione r/reb

Accessori opzionali

BG03091A	Reservoir
RM20405A	B-LIFE masch. Facc. mis. 5
OX20131A	OXX30 tubo antischacciamento 10pz
BG02001A	Laxan borsa trasparente per resuscitatori manuali

Dati tecnici

Material	Silicone, PC
Volume pallone	1600 ml
Reservoir	2500 ml
Volume per insufflazione	770 ml con 1 mano 900 ml con 2 mani
Valvola sovrappressione	60 cmH ₂ O
Massima concentrazione di ossigeno ottenibile <small>(con reservoir)</small>	95%
Ritmo massimo di riespansione	45 bpm

DM marcato CE in accord alla Dir. 93/42/CEE

B-LIFE - PALLONE SILIC. ADULTO
 C/VALV.SOVR R-VALVE

BG03021A

Identificativo registrazione



58646

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it