

B-Life

Pallone rianimatore riutilizzabile



Pallone rianimatore autoespansibile neonatale riutilizzabile per la ventilazione meccanica di pazienti in stato traumatizzato e con difficoltà respiratorie.

Caratteristiche specifiche

Il materiale di costruzione e la finitura superficiale garantiscono ottima aderenza per le mani dell'operatore
 Destinazione d'uso INFANT e REUSABLE marcata sul dispositivo per limitare i rischi di applicazioni non corrette
 Standard di connessione ISO 15/22 mm
 Bassi ingombri di stoccaggio
 Latex Free
 Sterilizzabile

Dotazione di serie

EV50007C EVX 07 – valvola sovrappressione

Optional

OX20131A OXX30 tubo antischiacciamento 10pz
 BG02001A Laxan borsa trasparente per resuscitatori manuali

Dati tecnici

Materiali	Silicone, PC
Volume	280 ml
Valvola sovrappressione	40 cmH ₂ O
Massima concentrazione O ₂	95%
Ritmo massimo di riespansione	95 bpm

DM marcato CE in accordo alla Dir. 93/42/CEE

B-LIFE - SILICONE INFANT
 W/OVERP. VALVE R-VALVE
 BG03025A



Identificativo registrazione 34003

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it