

B-Life

Pallone rianimatore riutilizzabile



Pallone rianimatore riutilizzabile, autoespansibile adulto per la ventilazione meccanica di pazienti in stato traumatizzato e con difficoltà respiratorie.

Caratteristiche specifiche

Il materiale di costruzione e la finitura superficiale garantiscono ottima aderenza per le mani dell'operatore
 Destinazione d'uso ADULT e REUSABLE marcata sul dispositivo per limitare i rischi di applicazioni non corrette
 Standard di connessione ISO 15/22 mm
 Possibilità di collegamento a fonti di erogazione di ossigeno.
 Bassi ingombri di stoccaggio
 Latex Free

Accessori di serie

BG03091A	Sacca Reservoir
EV50011C	EVX 11 Valvola sovrappressione e non-rebreathing
RM20405A	B-LIFE maschera facciale Mis. 5

Accessori opzionali

OX20131A	OXX30 tubo antischiacciamento 10pz
BG02001A	Laxan borsa trasparente per resuscitatori manuali

Dati tecnici

Materiali	Silicone, PVC medicale, PC
Volume pallone	1600 ml
Volume reservoir	2500 ml
Volume erogabile per singola compressione	770 ml con 1 mano 900 ml con 2 mani
Taratura Valvola sovrappressione	60 cmH ₂ O
Massima concentrazione di ossigeno ottenibile	95%
Ritmo massimo di riespansione	45 bpm
Peso totale	485 ±10 g

DM marcato CE in accordo alla Dir. 93/42/CEE

B-LIFE SILIC
 AD.C/VALV.SOVR./MAS.MIS.5/RES.
 /R-VALV
BG03027A



Identificativo registrazione 23763

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it