

## B-Life

### Resuscytator wielorazowy



Wielorazowy, samorozprężalny, ręczny resuscytator przeznaczony do mechanicznej wentylacji pacjentów z urazami lub niewydolnością oddechową.

#### Cechy charakterystyczne

Wykonany z antypoślizgowego materiału poprawiającego uchwyt

Oznaczony w sposób minimalizujący błędne wykorzystanie (ADULT-dorośli, REUSABLE-wielorazowy)

Standardowe złącze ISO 15/22 mm

Możliwość podłączenia do dodatkowego worka tlenowego

Mała powierzchnia składowania

Bezlataksowy

#### Dane techniczne

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Materiały                              | Silikon, PVC klasy medycznej, PC    |
| Pojemność worka                        | 1600 ml                             |
| Rezerwuuar                             | 2500 ml                             |
| Pojemność uderzeniowa                  | 770 ml jedną ręką<br>900 ml oburącz |
| Zastawka nadciśnieniowa                | 60 cmH <sub>2</sub> O               |
| Maksymalna koncentracja O <sub>2</sub> | 95%                                 |
| Maksymalna częstość                    | 45 bpm                              |
| Waga całkowita                         | 485 ±10 g                           |

#### Wyposażenie standardowe

|          |   |
|----------|---|
| BG03091A | Rezerwuuar                                      |
| EV50011C | EVX 11 zastawka nadciśnieniowa, jednokierunkowa |
| RM20405B | B-LIFE maska twarzowa rozm. 5                   |

#### MD CE zgodnie z Dir. 93/42/CEE

B-LIFE - SILICONE ADULT  
W/OVERP. RES. R-VALVE AND  
MASK SIZE 5

**BG03027A**

Numer rejestracji



23763

#### Wyposażenie opcjonalne

|          |   |
|----------|---|
| OX20131A | OXX30 niezalamujące się dreny tlenowe 10szt     |
| BG02001A | Przejrzysta torba transportowa z tworzywa Laxan |

Rev.2 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)