

## B-Life

### Pallone rianimatore riutilizzabile



Pallone rianimatore riutilizzabile, autoespansibile adulto per la ventilazione meccanica di pazienti in stato traumatizzato e con difficoltà respiratorie.

#### Caratteristiche specifiche

Il materiale di costruzione e la finitura superficiale garantiscono ottima aderenza per le mani dell'operatore  
 Destinazione d'uso ADULT e REUSABLE marcata sul dispositivo per limitare i rischi di applicazioni non corrette  
 Standard di connessione ISO 15/22 mm  
 Possibilità di collegamento a fonti di erogazione di ossigeno.  
 Bassi ingombri di stoccaggio  
 Latex Free

#### Dati tecnici

Materiali	Silicone, PC
Volume pallone	1600 ml
Volume reservoir	2500 ml
Massima concentrazione di ossigeno ottenibile <small>(con reservoir)</small>	95%
Ritmo massimo di riespansione	45 bpm

#### Accessori opzionali

RM10894A	Cuffed mask Mis. 5
OX20131A	OXX30 tubo antischiuma 10pz
BG02001A	Laxan borsa trasparente per resuscitatori manuali

DM ass. in accordo alla Dir. 93/42/CEE

B-LIFE - PALL. SIL. ADULTO  
 C/RESERVOIR E R-VALVE

**BG03028A**

Identificativo registrazione 58683

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)