

B-Life

Pallone rianimatore riutilizzabile



Pallone rianimatore riutilizzabile, autoespansibile adulto per la ventilazione meccanica di pazienti in stato traumatizzato e con difficoltà respiratorie.

Caratteristiche specifiche

Il materiale di costruzione e la finitura superficiale garantiscono ottima aderenza per le mani dell'operatore
 Destinazione d'uso ADULT e REUSABLE marcata sul dispositivo per limitare i rischi di applicazioni non corrette
 Standard di connessione ISO 15/22 mm
 Possibilità di collegamento a fonti di erogazione di ossigeno.
 Bassi ingombri di stoccaggio
 Latex Free

Dati tecnici

Materiali	Silicone, PC, PVC
Volume pallone	1600 ml
Volume reservoir	2500 ml
Valvola sovrappressione	60 cmH ₂ O
Massima concentrazione di ossigeno ottenibile <small>(con reservoir)</small>	95%
Ritmo massimo di riespansione	45 bpm

Accessori opzionali

RM10894A	Cuffed mask Mis. 5
OX20131A	OXX30 tubo antischiacciamento 10pz
BG02001A	Laxan borsa trasparente per resuscitatori manuali

DM ass. in accordo alla Dir. 93/42/CEE

B-LIFE SILIC.AD.
 C/VALV.SOPR./RESERVOIR/R-VALVE

BG03029A

Identificativo registrazione 12745

Rev.1 (11/04/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it