

## B-Life

### Pallone rianimatore riutilizzabile



Pallone rianimatore riutilizzabile, autoespansibile pediatrico per la ventilazione meccanica di pazienti in stato traumatizzato e con difficoltà respiratorie.

#### Caratteristiche specifiche

Il materiale di costruzione e la finitura superficiale garantiscono ottima aderenza per le mani dell'operatore  
 Destinazione d'uso CHILD e REUSABLE marcata sul dispositivo per limitare i rischi di applicazioni non corrette  
 Standard di connessione ISO 15/22 mm  
 Possibilità di collegamento a fonti di erogazione di ossigeno.  
 Bassi ingombri di stoccaggio

#### Dati tecnici

Materiali	Silicone, PVC medicale,
Volume pallone	500 ml
Volume erogabile per singola compressione	300 ml con 1 mano 350 ml con 2 mani
Volume reservoir	2500 ml
Ritmo massimo di riespansione	100 bpm

#### Accessori opzionali

OX20131A	OXX30 tubo antischiacciamento 10pz
BG02001A	Laxan borsa trasparente per resuscitatori manuali

DM marcato CE in accordo alla Dir. 93/42/CEE

B-LIFE - PALL.SIL.PEDIATR.

C/RESERVOIR E R-VALVE

BG03032B

Identificativo registrazione



21705

Rev.0 (20/09/2016)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)