

B-Life

Resucitador manual pediátrico



Resucitador manual reusable para la ventilación mecánica de pacientes con trauma o con dificultad para respirar.

Características específicas

El material del cual está hecho, y el acabado de la superficie, aumenta el agarre para las manos del operador.

El uso pretendido es para NIÑOS, y es REUSABLE. El dispositivo está marcado para limitar el riesgo de una aplicación incorrecta.

Conexión estándar 15/22 mm

Es posible conectar la bolsa a una fuente de suministro de oxígeno

Se requiere poco espacio para ser guardado

Equipo estándar

BG03091A	Reservorio
EV50007C	EVX 07 – Válvula de sobrepresión
RM20403B	B-LIFE – Mascarilla de silicona medida 3

Opcionales

OX20131A	OXX30 tubos de oxígeno anti-aplastamiento 10 unidades
BG02001A	Bolsa transparente Laxan para el resucitador manual

Datos técnicos

Materiales	Silicona, PVC derGrado medico, PC
Volumen de la bolsa	500 ml
Volumen	2500 ml
Rango del volumen al apretar	300 ml con 1 mano 350 ml con 2 manos
Válvula de sobrepresión	40 cmH ₂ O
Concentración máxima de oxígeno (con tanque)	98%
Ritmo máximo de re-expansión	100 bpm
Peso total	290 ±10 g

DM marcado CE de acuerdo a la Dir. 93/42/CEE

B-LIFE – RESUCITADOR SILICONA
PED. COMPLETO



BG03033B

Número de registro 21706

Rev.3 (29/09/2015)

COPIA SIN REVISAR – las revisiones futuras estarán disponibles en <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. a socio unico Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it