

B-Life

Pediatryczny resuscytator ręczny



Wielorazowy, samorozprężalny ręczny resuscytator przeznaczony do mechanicznej wentylacji pacjentów urazowych i pacjentów z niewydolnością oddechową.

Cechy charakterystyczne

Wykonany z antypoślizgowego materiału poprawiającego uchwyt
Oznaczony w sposób minimalizujący błędne wykorzystanie (PEDIATRIC-pediatryczny, REUSABLE-wielorazowy)
Standardowe złącze ISO 15/22 mm
Możliwość podłączenia do dodatkowego worka tlenowego
Mała powierzchnia składowania

Wyposażenie standardowe

BG03091A	Rezerwuuar
EV50007C	EVX 07 zastawka nadciśnieniowa, jednokierunkowa
RM20403B	B-LIFE maska twarzowa rozm. 3

Wyposażenie opcjonalne

OX20131A	OXX30 niezaginające się drenaże tlenowe 10szt
BG02001A	Przezroczysta torba transportowa z materiału Laxan

Technical data

Materiały	Silikon, PVC Klasy medycznej, PC
Pojemność worka	500 ml
Pojemność rezerwuaru	2500 ml
Pojemność uderzeniowa	300 ml jedną ręką 350 ml oburącz
Zastawka nadciśnieniowa	40 cmH ₂ O
Maksymalna koncentracja tlenu (z rezerwuarem)	98%
Maksymalna częstość	100 bpm
Waga całkowita	290 ±10 g

MD CE marked according to Dir. 93/42/CEE

B-LIFE - SILICONE
PAED.W/OVERP.RESERV. R-VALVE
AND MASK SIZE 3

BG03033B

Numer rejestracji



21706

Rev.3 (29/09/2015)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. a socio unico Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it