

B-Life

Pallone rianimatore riutilizzabile



Pallone rianimatore riutilizzabile, autoespansibile pediatrico per la ventilazione meccanica di pazienti in stato traumatizzato e con difficoltà respiratorie.

Caratteristiche specifiche

Il materiale di costruzione e la finitura superficiale garantiscono ottima aderenza per le mani dell'operatore
 Destinazione d'uso CHILD e REUSABLE marcata sul dispositivo per limitare i rischi di applicazioni non corrette
 Standard di connessione ISO 15/22 mm
 Possibilità di collegamento a fonti di erogazione di ossigeno.
 Bassi ingombri di stoccaggio

Accessori opzionali

OX20131A	OXX30 tubo antischiumamento 10pz
BG02001A	Laxan borsa trasparente per resuscitatori manuali

Dati tecnici

Materiali	Silicone, PVC, PC,
Volume pallone	500 ml
Volume erogabile per singola compressione	300 ml con 1 mano 350 ml con 2 mani
Volume reservoir	2500 ml
Valvola sovrappressione	40 cmH ₂ O
Ritmo massimo di riespansione	100 bpm

DM marcato CE in accordo alla Dir. 93/42/CEE

B-LIFE SILIC.PED.C/R
 VALVE/RESER./VALV.SOVR.

BG03035A

Identificativo registrazione



21707

Rev.3 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it