

## B-Life

### Resucitador manual reutilizable



Resucitador manual reutilizable, autoexpansible adulto para la ventilación mecánica de paciente en estado de trauma y con dificultades respiratorias.

#### Características específicas

El material de construcción y el acabado superficial garantizan el ajuste perfecto para las manos del operador  
Destinación de uso ADULT y REUSABLE marcada en el dispositivo para limitar el riesgo de una mala aplicación  
Estándar de conexión ISO 15/22 mm  
Posibilidad de conexión a las fuentes de suministro de oxígeno.  
Bajos estorbos de almacenamiento  
Latex Free

#### Accesorios de serie

|          |   |
|----------|---|
| BG03091A | Bolsa reservorio                                      |
| OX20130A | Tubo antiplastamiento para oxigenoterapia             |
| EV50011C | EVX 11 Válvula limitadora de presión y no-rebreathing |
| RM20405A | B-LIFE mascarilla Med. 5                              |

#### Accesorios opcionales

|          |  |
|----------|--|
| OX20131A | OXX30 tubo antiplastamiento 10 unds                  |
| BG02001A | Laxan bolsa transparente para resucitadores manuales |

#### Datos técnicos

|   |   |
|---|---|
| Materiales                                | Silicona, PVC medical, PC               |
| Volúmen resucitador                       | 1600 ml                                 |
| Volúmen reservorio                        | 2500 ml                                 |
| Volúmen erogable para cada compresión     | 770 ml con 1 mano<br>900 ml con 2 manos |
| Calibrado Válvula limitadora de presión   | 60 cmH <sub>2</sub> O                   |
| Máxima concentración de oxígeno obtenible | 95%                                     |
| Ritmo máximo de reexpansión               | 45 bpm                                  |
| Peso total                                | 510 ±10 g                               |

DM marcado CE de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

B-LIFE SILIC AD.C/VALV.LIMITAD.  
PRES./MAS.MED.5/RES./VALV.  
RESERV.

**BG03042A**



Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)