

B-Life

Pallone rianimatore riutilizzabile



Pallone rianimatore riutilizzabile, autoespansibile pediatrico per la ventilazione meccanica di pazienti in stato traumatizzato e con difficoltà respiratorie.

Caratteristiche specifiche

Il materiale di costruzione e la finitura superficiale garantiscono ottima aderenza per le mani dell'operatore
 Destinazione d'uso PEDIATRIC e REUSABLE marcata sul dispositivo per limitare i rischi di applicazioni non corrette
 Standard di connessione ISO 15/22 mm
 Possibilità di collegamento a fonti di erogazione di ossigeno.
 Bassi ingombri di stoccaggio

Accessori di serie

BG03091A	Sacca Reservoir
EV50007C	EVX 07 - Valvola sovr. n/rebr. autoclav. ped/neon
RM20403B	B-LIFE – MASCH. FACCIALE IN SILICONE MIS.3
OX20130A	OXX 30 - Tubo antischiacciam. per ossigenoterapia

Accessori opzionali

OX20131A	OXX30 tubo antischiacciamento 10pz
BG02001A	Laxan borsa trasparente per resuscitatori manuali

Dati tecnici

Materiali	Silicone, PVC medicale, PC
Volume pallone	500 ml
Volume reservoir	2500 ml
Volume erogabile per singola compressione	300 ml con 1 mano 350 ml con 2 mani
Taratura Valvola sovrappressione	40 cmH ₂ O
Massima concentrazione di ossigeno ottenibile ^(con reservoir)	98%
Ritmo massimo di riespansione	100 bpm
Peso totale	320 ±10 g

DM marcato CE in accordo alla Dir. 93/42/CEE

B-LIFE - PALL.SIL.PED.
 C/SOVR.RESERV.MASCH R-VALVE
BG03043B



Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it