

B-Life

Resucitador manual neonatal



Resucitador manual reutilizable, autoexpansible neonatal para la ventilación mecánica de paciente en estado de trauma y con dificultades respiratorias.

Características específicas

El material de construcción y el acabado superficial garantizan el ajuste perfecto para las manos del operador
Destinación de uso CHILD y REUSABLE marcada en el dispositivo para limitar el riesgo de una mala aplicación
Estándar de conexión ISO 15/22 mm
Posibilidad de conexión a las fuentes de suministro de oxígeno.
Bajos estorbos de almacenamiento

Datos técnicos

Materiales	Silicona, PVC medical, goma, PC
Volúmen resucitador	280 ml
Volúmen reservorio	600 ml
Calibrado Válvula limitadora de presión	40 cmH ₂ O
Máxima concentración de oxígeno obtenible (con reservoir)	95%
Ritmo máximo de reexpansión	95 bpm
Peso total	310±30 g

Accesorios de serie

BG03092A	Bolsa reservorio
EV50007C	EVX 07 – Válvula limitadora de presión y no-rebreathing ped/neon
RM20504A	ECO B-LIFE – Mascarilla facial med.0
RM20503A	ECO B-LIFE – Mascarilla facial med.1
RM20502A	ECO B-LIFE – Mascarilla facial med.2
OX20130A	Tubo antiplastamiento para oxigenoterapia

DM marcado CE de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

B-LIFE RESUCITADOR DE SILICONA
NEONATAL C/ RESERV, VÁLVULA
CON LIMITADOR DE PRESIÓN,
MASC. B-LIFE MED. 0/1/2 TUBO
OXÍGENO
BG03044A



Accesorios opcionales

OX20131A	OXX30 tubo antiplastamiento 10 unds
BG02001A	Laxan bolsa transparente para resucitadores manuales

Rev.1 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it