

## B-Life

### Resucitador manual reutilizable



Resucitador manual reutilizable, autoexpansible adulto para la ventilación mecánica de paciente en estado de trauma y con dificultades respiratorias.

#### Característica específica

El material de construcción y el acabado superficial garantizan el ajuste perfecto para las manos del operador  
 Destinación de uso ADULT y REUSABLE marcada en el dispositivo para limitar el riesgo de una mala aplicación  
 Estándar de conexión ISO 15/22 mm  
 Posibilidad de conexión a las fuentes de suministro de oxígeno.  
 Bajos estorbos de almacenamiento

#### Accesorios de serie

BG03091A	Bolsa reservorio
EV50011C	EVX 11 - Válvula limitadora de presión y no-rebreathing adulto
RM20405B	B-LIFE mascarilla Med.5
OX20130A	Tubo antiplastamiento para oxigenoterapia
EV60032C	válvula peep desechable con conector

#### Accesorios opcionales

OX20131A	OXX30 tubo antiplastamiento 10 unds
BG02001A	Laxan bolsa transparente para resucitadores manuales

#### Datos técnicos

Materiales	Silicona, PVC medical, PC
Volúmen resucitador	1600 ml
Volúmen reservorio	2500 ml
Volúmen erogable para cada compresión	700 ml con 1 mano 900 ml con 2 manos
Calibrado Válvula limitadora de presión	60 cmH <sub>2</sub> O
Máxima concentración de oxígeno obtenible <small>(con reservoir)</small>	98%
Ritmo máximo de reexpansión	100 bpm
Peep ajustes	0-10cmH <sub>2</sub> O

DM marcado CE de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

B-LIFE - RESUCITADOR AD. C/  
 VALV.LIMITAD.  
 PRES.RESERV.MASC. VALVULA  
 PEEP



BG03045A

Rev.0 (25/01/2018)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)