

B-Life

Resucitador manual reutilizable



Resucitador manual reutilizable, autoexpansible pediátrico para la ventilación mecánica de paciente en estado de trauma y con dificultades respiratorias.

Característica específica

El material de construcción y el acabado superficial garantizan el ajuste perfecto para las manos del operador
Destinación de uso PEDIÁTRIC y REUSABLE marcada en el dispositivo para limitar el riesgo de una mala aplicación
Estándar de conexión ISO 15/22 mm
Posibilidad de conexión a las fuentes de suministro de oxígeno.
Bajos estorbos de almacenamiento

Accesorios de serie

BG03091A	Bolsa reservorio
EV50007C	EVX 07 - Válvula limitadora de presión y no-rebreathing ped/neon
RM20403B	B-LIFE mascarilla Med.3
OX20130A	Tubo antiplastamiento para oxigenoterapia
EV60032C	válvula peep desechable con conector

Accesorios opcionales

OX20131A	OXX30 tubo antiplastamiento 10 unds
BG02001A	Laxan bolsa transparente para resucitadores manuales

Datos técnicos

Materiales	Silicona, PVC medical, PC
Volúmen resucitador	500 ml
Volúmen reservorio	2500 ml
Volúmen erogable para cada compresión	300 ml con 1 mano 350 ml con 2 manos
Calibrado Válvula limitadora de presión	40 cmH ₂ O
Máxima concentración de oxígeno obtenible <small>(con reservoir)</small>	98%
Ritmo máximo de reexpansión	100 bpm
Peep ajustes	0-10cmH ₂ O
Peso total	390 ±10 g

DM marcado CE de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

B-LIFE - RESUCITADOR PED. C/
VALV.LIMITAD.
PRES.RESERV.MASC. VALVULA
PEEP



BG03046A

Rev.0 (25/01/2018)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it