

B-Life

Resucitador manual neonatal



Resucitador manual reusable para ventilación mecánica de pacientes con trauma o con dificultad para respirar.

Características específicas

El material del cual está hecho, y el acabado de la superficie, aumenta el agarre para las manos del operador.

El uso pretendido es para NIÑOS, y es REUSABLE. El dispositivo está marcado para limitar el riesgo de una aplicación incorrecta.

Conexión estándar ISO 15/22 mm

Es posible conectar la bolsa a una fuente de suministro de oxígeno

Se requiere poco espacio para ser guardado

Libre de látex

Datos técnicos

Materiales	Silicona, Grado medico PVC, hule, PC
Volumen de la bolsa	280 ml
Volumen	600 ml
Válvula de sobrepresión	40 cmH ₂ O
Concentración máxima de oxígeno ^(con tanque)	95%
Ritmo máximo de re-expansión	95 bpm
Peso total	280±30 g

Equipo estándar

BG03092A	Reservorio
EV50007C	EVX 07 – Válvula de sobrepresión y que puede volver a ser respirada
RM20504A	ECO B-LIFE – Máscara 0
RM20503A	ECO B-LIFE – Máscara 1
RM20502A	ECO B-LIFE – Máscara 2

DM marcado CE de acuerdo a la Dir. 93/42/CEE

B-LIFE RESUCITADOR SILICONA

COMPLETO

BG03051A

Número de registro



34023

Opcionales

OX20131A	OXX30 tubos de oxígeno anti-aplastamiento 10 unidades
BG02001A	Bolsa transparente Laxan para el resucitador manual

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA SIN REVISAR – las revisiones futuras estarán disponibles en <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it