

B-Life

Insufflateur manuel en silicone



Insufflateur adulte réutilisable en silicone pour la ventilation manuelle équipé de poche réserve d'oxygène.

Caractéristiques spécifiques

Matériaux de fabrication résistant pour garantir une haute performance d'utilisation et durabilité
 Parfaite adhérence à la main du médecin réanimateur
 Indication INFANT et REUSABLE marquée sur le dispositif pour limiter les applications non adéquates
 Standard de connexion ISO 15/22 mm
 Possibilité d'enrichissement en oxygène
 Faible encombrement pour simplifier le stockage
 Sans Latex

Données techniques

Matériaux	Silicone, PVC médicale, Caoutchouc, PC
Volume insufflateur	280 ml
Volume poche réserve O2	600 ml
Valve de surpression	40 cmH ₂ O
Concentration maximale d'oxygène (avec poche réserve oxygène)	95%
Rythme maximal de ré expansion	95 bpm

Accessoires de série

BG03092A	Poche réserve oxygène
EV50007C	EVX 07 Valve de surpression et anti-retour
RM20504A	Masque facial T0
RM20503A	Masque facial T1
RM20502A	Masque facial T2

DM marqué CE selon la Dir. 93/42/CEE

B-LIFE NOURRISSON EN SILICONE
 AVEC MASQ. T0/1/2

BG03051A



Identifiant d'enregistrement 34023

Accessori en option

OX20131A	OXX30 tubulure oxygène 10 unités
BG02001A	Laxan sac de transport transparent

Rev.1 (18/07/2017)

COPIE NON CONTROLÉE – toute révision sera disponible depuis le lien <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it