

## B-Life

### Ręczny resuscytator neonatalny



Wielorazowy, samorozprężalny, ręczny resuscytator przeznaczony do mechanicznej wentylacji pacjentów z urazami lub niewydolnością oddechową.

#### Cechy charakterystyczne

Wykonany z antypoślizgowego materiału poprawiającego uchwyt.

Oznaczony w sposób minimalizujący błędne wykorzystanie (CHILD-dzieci, REUSABLE-wielorazowy)

Standardowe złącze ISO 15/22 mm

Możliwość podłączenia do dodatkowego worka tlenowego

Mała powierzchnia składowania

Bezlateksowy

#### Technical data

Materiały	Silikon, PVC klasy medycznej, guma, PC
Pojemność worka	280 ml
Pojemność rezerwuaru	600 ml
Nadciśnienie zastawki	40 cmH <sub>2</sub> O
Maksymalna koncentracja tlenu <sup>(z rezerwuarem)</sup>	95%
Maksymalna częstość	95 bpm
Waga łączna	280±30 g

#### Wyposażenie standardowe

BG03092A	Rezerwuuar
EV50007C	EVX 07 – Jednokierunkowa zastawka nadciśnieniowa
RM20504A	ECO B-LIFE – Maska gumowa, rozm. 0
RM20503A	ECO B-LIFE – Maska gumowa, rozm. 1
RM20502A	ECO B-LIFE – Maska gumowa, rozm. 2

MD CE marked according to Dir. 93/42/CEE

B-LIFE SILICON INF.  
RESUSCITATION BAG WITH  
OVERPRESSURE VALVE AND MASK  
0/1/2



**BG03051A**

**Numer rejestracji** 34023

#### Wyposażenie opcjonalne

OX20131A	OXX30 niezależne dreny tlenowe 10szt
BG02001A	Przejrzysta torba transportowa z tworzywa Laxan

Rev.1 (22/07/2017)

COPIE NON CONTROLÉE – toute révision sera disponible depuis le lien <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)