

Sacca Reservoir



Reservoir da utilizzarsi per l'arricchimento di ossigeno con resuscitatori manuali.

Caratteristiche specifiche

Leggero e sottile
 Utilizzabile in applicazioni adulte e pediatriche
 Monouso
 Latex Free

Dati tecnici

Materiale	PVC
Volume	2500 ml

DM di Classe IIa in accord alla dir. 93/42/CEE

SACCA RESERVOIR PALLONI R-
 VALVE ADULTO/PEDIATRICO

BG03091A



Identificativo registrazione	16983
------------------------------	-------

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it