

## Sacca reservoir



Sacca reservoir da utilizzarsi per l'arricchimento con ossigeno con palloni rianimatori manuali.

### Caratteristiche specifiche

Leggero e sottile  
 Adatta per l'uso pediatrico  
 Monouso  
 Latex Free

### Dati tecnici

Materiale	PVC
Volume	600 ml

DM di Classe IIa in accord alla dir. 93/42/CEE

SACCA RESERVOIR PALLONI R-  
 VALVE NEONATALE

**BG03092A**



Identificativo registrazione	308067
------------------------------	--------

Rev.1 (06/10/2016)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)