

ECO B-Life

Pallone rianimatore in PVC



Pallone rianimatore autoespansibile adulto monouso per la ventilazione meccanica di pazienti in stato traumatizzato e con difficoltà respiratorie.

Caratteristiche specifiche

Standard di connessione ISO 15/22 mm
 Possibilità di collegamento a fonti di erogazione di ossigeno.
 Bassi ingombri di stoccaggio

Standard equipment

EV50009C EVX09 Overpressure/non-rebreathing valve

Optionals

BG03091A	Sacca Reservoir
OX20131A	OXX30 anti crush oxygen tubes 10pcs
BG02001A	Laxan transparent bag for manual resuscitator
RM10892A	Cuffed mask Size 3
RM10893A	Cuffed mask Size 4

Dati tecnici

Materiali	Gomma, PC
Volume pallone	1600 ml
Valvola sovrappressione	60 cmH ₂ O
Ritmo massimo di riespansione	45 bpm

DM ass. in accordo alla Dir. 93/42/CEE

ECO B-LIFE - PALLONE ADULTO
 C/SOVR

BG06003B



Rev.1 (24/05/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it