

## B-BAG

### Balón de resucitación a doble cámara



Balón de resucitación a doble cámara para la ventilación mecánica de los pacientes en un estado de trauma y con dificultades respiratorias.

#### Características específicas

La doble cámara transmite las variaciones de presión para el operador con mayor eficacia  
 Posibilidad de conexión a las fuentes de suministro de oxígeno.  
 Tamaño pequeño  
 Mascarilla Latex Free  
 Todos los componentes se esterilizan

#### Detalles técnicos

Materiales	Caucho, Silicona, PC, PVC
Volumen balón	1600 ml
Volumen reservorio	2600 ml
Calibración válvula de sobrepresión	60 cmH <sub>2</sub> O
Peso del kit	570 g

#### Accesorios estándar

BG07002	Reservorio c/Válvula de sobrepresión adultos
EV50011	EVX 11 – Válvula de sobrepresión no - rebreathing
RM20405	Mascarilla de silicona medida 5

#### DM de clase IIa de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

B-BAG - Balón de resucitación a doble cámara c/reservorio y mascarilla



**BG07010B**

ID de registro

58863

#### Accesorios opcionales

OX20131A	OXX30 tubo antiplast- para oxigenot.10pz
----------	--

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)