

B-BAG

Pallone rianimatore a doppia sacca



Pallone rianimatore autoespansibile a doppia camera per la ventilazione meccanica di pazienti in stato traumatizzato e con difficoltà respiratorie.

Caratteristiche specifiche

La doppia camera trasmette le variazioni di pressione all'operatore con maggior efficacia
 Possibilità di collegamento a fonti di erogazione di ossigeno.
 Bassi ingombri di stoccaggio
 Maschera Latex Free
 Tutte le componenti sono sterilizzabili

Dati tecnici

Materiali	Gomma, Silicone, PC, PVC
Volume pallone	1600 ml
Volume reservoir	2600 ml
Taratura Valvola sovrappressione	60 cmH ₂ O
Peso del kit	570 g

Accessori di serie

BG07002	Sacca reservoir c/valvola per B-Bag adulto
EV50011	EVX 11 – Valvola sovrappressione non rebreathing
RM20405	Maschera facciale in silicone mis.5

DM Ass. secondo la Dir. 93/42/CEE

B-BAG - PALL.AD. DOPPIA SACCA C/SOVR. RES. MASCH.

BG07010B

Identificativo registrazione 58863



Accessori opzionali

OX20131A	OXX30 tubo antischacciamento 10pz
----------	-----------------------------------

Rev.1 (18/10/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it