

B-BAG

Resucitador de doble bolsa



Resucitador de doble bolsa, manual, reusable para ventilación mecánica de pacientes con trauma o con dificultad para respirar.

Características específicas

La doble bolsa transmite las variaciones de la presión al operador de forma más eficiente
 Es posible conectar la bolsa a una fuente de suministro de oxígeno
 Se requiere poco espacio para ser guardado
 Esterilizable con vapor

Datos técnicos

Materiales	Hule, Silicona, PC, PVC
Volumen de la bolsa	1600 ml
Volumen	2600 ml
Peso del kit	490 g

Equipo estándar

BG07002	Bolsa de res. Con válvula para B-Bag adultos
EV50011	EVX 11 –válvula de sobrepresión

DM marcado CE de acuerdo a la Dir. 93/42/CEE

B-BAG – DOBLE BOLSA PARA
 ADULTOS
BG07020B



Número de registro 58903

Opcionales

OX20131A	OXX30 tubos de oxígeno anti-aplastamiento 10 unidades
----------	---

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA SIN REVISAR – las revisiones futuras estarán disponibles en <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it