

B-BAG

Resucitador de doble bolsa



Resucitador de doble bolsa, manual, reusable para ventilación mecánica de pacientes con trauma o con dificultad para respirar.

Características específicas

La doble bolsa transmite las variaciones de la presión al operador de forma más eficiente
 Es posible conectar la bolsa a una fuente de suministro de oxígeno
 Se requiere poco espacio para ser guardado

Datos técnicos

Materiales	Hule, Silicona, PC, PE
Volumen de la bolsa	280 ml
Válvula de sobrepresión	40 cmH ₂ O
Peso del kit	200 g

Equipo estándar

EV50007 | EVX 07 – válvula de sobrepresión desechable

DM marcado CE de acuerdo a la Dir. 93/42/CEE

B-BAG RESUCITADOR MANUAL
 NEONATAL
BG07021B



Número de registro | 58904

Opcionales

OX20131A | OXX30 tubos de oxígeno anti-aplastamiento
 10 unidades

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA SIN REVISAR – las revisiones futuras estarán disponibles en <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it