

CO B-Life

Resucitador manual en PVC



Resucitador manual completo desechable para la ventilación mecánica de los pacientes con traumas o con dificultades respiratorias.

Características específicas

El material de construcción y el acabado de la superficie aumenta el agarre para las manos del operador

Uso previsto ADULTO marcado en el dispositivo para limitar el riesgo de aplicaciones incorrectas

Conexión estándar ISO 15/22 mm

Poco espacio de almacenamiento requerido

Latex Free

Datos técnicos

Materiales	PVC de calidad médica, PC
Volumen	1600 ml
Volume Reservorio	2500 ml
Válvula sobrepresión	60 cmH ₂ O
Concentración máxima de oxígeno	95%
Ritmo max. de re expansión	45 bpm

Equipamientos estándar

BG03091A	Reservorio
EV50009C	EVX09 Válvula sobrepresión/non-rebreathing
RM10892A	Cuffed mask med. 3
RM10893	Cuffed mask med. 4
OX20130A	OXX30 Tubo oxígeno antiplastamiento

DM marcado CE de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

CO B-LIFE – ADULTO C/VÁLV. SOBREPRESION, RESERVORIO, MASCARILLA, TUBO OXÍGENO Y VÁLV. RESERV.

BG08004A



Accesorios opcionales

OX20131A	OXX30Tubo oxígeno antiplastamiento 10unds
BG02001A	Laxan bolsa transparente para el resucitador manual

Rev.1 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it