

CO B-Life

Resucitador manual en PVC



Resucitador manual completo desechable para la ventilación mecánica de los pacientes con traumas o con dificultades respiratorias

Características específicas

El material de construcción y el acabado de la superficie aumenta el agarre para las manos del operador
 Uso previsto PEDIATRICO marcado en el dispositivo para limitar el riesgo de aplicaciones incorrectas
 Conexión estándar ISO 15/22 mm
 Poco espacio de almacenamiento requerido
 Latex Free

Equipamientos estándar

BG03091A	Reservorio
EV50008C	EVX08 Válvula sobrepresión/non-rebreathing
RM10890A	Cuffed mask Med. 1
RM10891A	Cuffed mask Med. 2
OX20130A	OXX30 Tubo oxígeno antiplastamiento

Accesorios opcionales

OX20131A	OXX30 Tubo oxígeno antiplastamiento 10unds
BG02001A	Laxan bolsa transparente para el resucitador manual

Datos técnicos

Materiales	PVC de calidad médica, PC
Volumen	500 ml
Volumen reservorio	2500 ml
Válvula sobrepresión	40 cmH ₂ O
Concentración máxima de oxígeno	95%
Max. ritmo de re expansión	100 bpm

DM marcado CE de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

CO B-LIFE PEDIATRICO RESUS.
 C/VÁLV. SOBREPRESION,
 RESERVORIO, MASCARILLAS
 CUFFED, TUBO OXÍGENO Y VÁLV.
 RESERV.



BG08005A

Rev.2 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it