

CO B-Life

Insufflateur manuel en PVC



Insufflateur manuel auto-expansible pour la ventilation mécanique de patients ayant des difficultés respiratoires.

Caractéristiques spécifiques

Grip optimisé grâce à la finition en surface
 Marquage pour ADULTE afin d'éviter tout type d'utilisation non correcte
 Connexion standard ISO 15/22 mm
 De faible encombrement
 Sans Latex

Données techniques

Matériaux	Medical grade PVC, PC
Volume insufflateur	500 ml
Volume poche réserve O ₂	2500 ml
Valve de surpression	40 cmH ₂ O
Concentration maximale d'oxygène	95%
Rythme maximal de ré expansion	100 bpm

Equipment de base

BG03091A	Sacca Reservoir
EV50008C	EVX 08 valve de surpression/anti-retour
RM10890A	Cuffed mask T. 1
RM10891A	Cuffed mask T. 2
OX20130A	OXX30 tubulure oxygène

DM marqué CE selon la Dir. 93/42/CEE

CO B-LIFE
 ENFANT+VALVE+M.CUFFE D T.1-
 2+TUBE OX.+RE



BG08005A

Optionals

OX20131A	OXX30 tubulure oxygène 10 unités
BG02001A	Laxan sac de transport transparent

Rev.2 (18/07/2017)

COPIE NON CONTROLÉE – toute révision sera disponible depuis le lien <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it