

CO B-Life

Pallone rianimatore in PVC



Kit pallone rianimatore autoespansibile monouso per la ventilazione meccanica di pazienti in stato traumatizzato e con difficoltà respiratorie.

Caratteristiche specifiche

Il materiale di costruzione e la finitura superficiale migliorano la presa dell'operatore

Destinazione d'uso INFANT marcata sul dispositivo limita i rischi legati ad applicazioni non corrette

Standard di connessione ISO 15/22 mm

Bassi ingombri di stoccaggio

Dati tecnici

Materiali	PVC, PC
Volume pallone	280 ml
Valvola sovrappressione	40 cmH ₂ O
Ritmo massimo di riespansione	95 bpm

Dotazione di serie

EV50008C	EVX08 Valvola sovr./non rebr. monouso
----------	---------------------------------------

DM ass. in accordo alla Dir. 93/42/CEE

CO B-LIFE - PALL.PVC.NEON.
C/VALV. SOVR. E R-VALVE

BG08010A

Accessori opzionali

OX20131A	OXX30 tubo ossigeno anti schiacciamento 10pz
BG02001A	Laxan borsa trasp. per resuscitatori manuali

Rev.1 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it