

CO B-Life

Reanimador de PVC



Reanimador descartável completo para a ventilação mecânica de pacientes traumatizados ou com dificuldades respiratórias.

Características Específicas

O material de construção eo acabamento superficial aumentam a aderência às mãos do operador
 Uso previsto ADULTO marcado no dispositivo para limitar o risco de aplicações incorretas
 Padrão de conexão ISO 15/22 mm
 Precisa de pouco espaço para o armazenamento
 Sem latex

Equipamento incluído

BG03091A	Saco reservatório
EV50009C	EVX09 Válvula de sobrepresão/não re- inspiração
RM10893A	Cuffed mask tam.4
RM10894A	Cuffed mask tam. 5
OX20130A	OXX30 Tubo de oxigênio anti-esmagamento
EV50110K	Filtro reanimação descartável

Acessórios opcionais

OX20131A	OXX30 10 unidades de tubos de oxigênio anti esmagamento
BG02001A	Saco transparente Laxan transparent para reanimadores manuales

Dados técnicos

Materiais	PVC, PC
Volume do reanimador	1600 ml
Volume do saco reservatorio	2500 ml
Válvula de regulação de pressão	60 cmH ₂ O
Concentração máxima de oxigênio	95%
Comprimento do tubo	2 m
Máx. Re expansão ritmo	45 bpm

DM marcado CE de acordo com a Dir. 93/42/CEE

CO B-LIFE - REANIM. ADULTO COM
 SACO RESERVATORIO, VÁLVULA
 REG. PRESSÃO, VÁLVULA DE
 RESERVATORIO, FILTRO, TUBO
 OXIG., MÁSCARAS



BG08011A

Rev.1 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it