

## CO B-Life

### Reanimador de PVC



Reanimador descartável completo para a ventilação mecânica de pacientes traumatizados ou com dificuldades respiratórias.

#### Características Específicas

O material de construção eo acabamento superficial aumentam a aderência às mãos do operador  
 Uso previsto PEDIATRICO marcado no dispositivo para limitar o risco de aplicações incorretas  
 Padrão de conexão ISO 15/22 mm  
 Precisa de pouco espaço para o armazenamento  
 Sem latex

#### Equipamento incluído

BG03091A	Saco reservatório
EV50008C	EVX08 Válvula de sobrepresão/não re- inspiração
RM10890A	Cuffed mask tam.1
RM10891A	Cuffed mask tam. 2
OX20130A	OXX30 Tubo de oxigênio anti-esmagamento
EV50110K	Filtro reanimação descartável

#### Acessórios opcionais

OX20131A	OXX30 10 unidades de tubos de oxigênio anti esmagamento
BG02001A	Saco transparente Laxan transparent para reanimadores manuales

#### Dados técnicos

Materiais	PVC de grau médico, PC
Volume do reanimador	500 ml
Volume do saco reservatorio	2500 ml
Válvula de regulação de pressão	40 cmH <sub>2</sub> O
Concentração máxima de oxigênio	95%
Comprimento do tubo	2 m
Máx. Re expansão ritmo	100 bpm

DM marcado CE de acordo com a Dir. 93/42/CEE

CO B-LIFE - REANIM. COM SACO  
 RESERVATORIO, VÁLVULA REG.  
 PRESSÃO, VÁLVULA DE  
 RESERVATORIO, FILTRO, TUBO  
 OXIG., MÁSCARAS



**BG08012A**

Rev.1 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)